

MAGICIAN™ BURS



HM21RX010
80001



HM21RX012
80011



HM23RX012
80021

Assorted Pack (1 of each)
80033

*To reorder or receive additional
information on products, contact your
dealer or Athena Champion at:*

ATHENA CHAMPION®

13705 Shoreline Ct. East • Earth City, MO 63045
(800) 253-1771 • Fax (260) 373-0395 • www.athenachampion.com

THANK YOU for choosing Magician Burs designed to remove old amalgam fillings and cut gold or non-precious metal crowns and bridges.

For best results, use light pressure and avoid sudden changes in speed. Care should be taken not to tilt or lever the bur.

Under normal usage, Magician Burs should significantly outlast ordinary carbide burs when used on metals.

Separate Magician Burs from other burs prior to sterilization to prevent mix-up. Do not immerse in cold sterilization solutions.

**INSTRUCTIONS FOR USE /
MODO DE EMPLEO / MODE D'EMPLOI /
GEBRAUCHSANWEISUNG / BRUKSANVISNING:**
www.athenachampion.com

ATHENA CHAMPION®

13705 Shoreline Ct. East • Earth City, MO 63045
(800) 253-1771 • Fax (260) 373-0395 • www.athenachampion.com



R_X only



Made in Germany
©12/12 21100199A



YI Europe, Ltd., Box 7037
S-187 11 Täby, Sweden

FRESAS MAGICIAN™



HM21RX010
80001



HM21RX012
80011



HM23RX012
80021

Fresas surtidos (uno de cada uno)
80033

*Para realizar pedidos o pedir información
adicional sobre nuestros productos,
contacte con su distribuidor o con Athena
Champion en:*

ATHENA CHAMPION®

13705 Shoreline Ct. East • Earth City, MO 63045
(800) 253-1771 • Fax (260) 373-0395 • www.athenachampion.com

MUCHAS GRACIAS por elegir las fresas Magician, diseñadas para quitar rellenos viejos de amalgama y cortar coronas y puentes de oro o metales no preciosos.

Para obtener los mejores resultados, emplee poca presión y evite los cambios bruscos de velocidad. Se debe tener cuidado de no doblar ni hacer palanca con la fresa.

Si se usan de forma normal, trabajando con metal las fresas Magician deberían durar notablemente más que las fresas ordinarias de carburo.

Separe las fresas Magician de otras fresas antes de la esterilización para evitar mezclarlas. No las sumerja en soluciones de esterilización en frío.

**INSTRUCTIONS FOR USE /
MODO DE EMPLEO / MODE D'EMPLOI /
GEBRAUCHSANWEISUNG / BRUKSANVISNING:**
www.athenachampion.com

ATHENA CHAMPION®

13705 Shoreline Ct. East • Earth City, MO 63045
(800) 253-1771 • Fax (260) 373-0395 • www.athenachampion.com



R_X only



Fabricado en Alemania
©12/12 21100199A



YI Europe, Ltd., Box 7037
S-187 11 Täby, Sweden

FRAISES MAGICIAN™



HM21RX010
80001



HM21RX012
80011



HM23RX012
80021

Fraises assortis (un de chacun)
80033

*Pour passer une nouvelle commande
ou pour recevoir des informations
supplémentaires sur nos produits,
contacter votre représentant ou Athena
Champion à :*

ATHENA CHAMPION®

13705 Shoreline Ct. East • Earth City, MO 63045
(800) 253-1771 • Fax (260) 373-0395 • www.athenachampion.com

MERCI d'avoir choisi les fraises Magician, conçues pour extraire les vieux amalgames et pour sectionner couronnes et bridges en or ou en métal non précieux.

Pour obtenir le meilleur résultat possible, exercer une légère pression et éviter des changements de vitesse brutaux. Ne pas incliner la fraise et ne pas vous en servir comme d'un levier.

Lorsqu'elles sont utilisées sur des métaux dans des conditions normales, les fraises Magician peuvent dépasser de manière importante la longévité des fraises en carbure ordinaires.

Pour éviter toute confusion au moment de la stérilisation, séparer auparavant les fraises Magician des autres fraises. Ne pas les plonger dans des solutions de stérilisation à froid.

**INSTRUCTIONS FOR USE /
MODO DE EMPLEO / MODE D'EMPLOI /
GEBRAUCHSANWEISUNG / BRUKSANVISNING:**
www.athenachampion.com

ATHENA CHAMPION®

13705 Shoreline Ct. East • Earth City, MO 63045
(800) 253-1771 • Fax (260) 373-0395 • www.athenachampion.com



R_X only



Fabriquée en Allemagne
©12/12 21100199A



YI Europe, Ltd., Box 7037
S-187 11 Täby, Sweden

MAGICIAN™ FRÄSER



HM21RX010
80001



HM21RX012
80011



HM23RX012
80021

Verschiedene Fräser (eins von jedem)
80033

*Zur Nachbestellung oder Anforderungen
weiterer Produktinformationen kontaktieren
Sie bitte Ihren Händler oder Athena
Champion unter:*

ATHENA CHAMPION®

13705 Shoreline Ct. East • Earth City, MO 63045
(800) 253-1771 • Fax (260) 373-0395 • www.athenachampion.com

VIELEN DANK dass Sie Magician Fräser gewählt haben. Diese Fräser wurden für die Entfernung alter Amalgamfüllungen und das Schneiden von Kronen und Brücken aus Gold oder Nicht-Edelmetallen entwickelt.

Beste Ergebnisse erzielen Sie durch leichten Druck und Vermeidung schneller Wechsel in der Geschwindigkeit. Der Fräser sollte nicht geneigt oder gehebelt werden.

Unter normalen Gebrauchsbedingungen sollten die Magician Fräser beim Einsatz auf Metallen deutlich länger halten als gewöhnliche Hartmetallfräser.

Trennen Sie vor der Sterilisation die Magician Fräser von anderen Fräsern, um Verwechslungen zu vermeiden. Nicht in kalte Sterilisationslösungen tauchen.

**INSTRUCTIONS FOR USE /
MODO DE EMPLEO / MODE D'EMPLOI /
GEBRAUCHSANWEISUNG / BRUKSANVISNING:**
www.athenachampion.com

ATHENA CHAMPION®

13705 Shoreline Ct. East • Earth City, MO 63045
(800) 253-1771 • Fax (260) 373-0395 • www.athenachampion.com



R_X only



Hergestellt in Deutschland
©12/12 21100199A



YI Europe, Ltd., Box 7037
S-187 11 Täby, Sweden

MAGICIAN™ BORRAR



HM21RX010
80001



HM21RX012
80011



HM23RX012
80021

Blandade borrar (En av varje)
80033

*För att beställa fler eller få mer information
om produkterna, kontakta din återförsäljare
eller Athena Champion på:*

ATHENA CHAMPION®

13705 Shoreline Ct. East • Earth City, MO 63045
(800) 253-1771 • Fax (260) 373-0395 • www.athenachampion.com

TACK för att du valt Magician borrar som är utformade för att lossa gamla amalgamfyllningar och skära ut guld eller andra kronor och bryggor av metall.

För bästa resultat ska du använda lätt tryck och undvika plötsliga hastighetsförändringar. Var aktsam på att aldrig luta eller häva borren.

Vid normal användning ska Magician borrar hålla avsevärt mycket längre än vanliga karbidborrar när de används på metall.

Håll isär Magician borrar från andra borrar före sterilisering för att inte blanda ihop dem. Sänk inte ned dem i kallsteriliseringslösningar.

**INSTRUCTIONS FOR USE /
MODO DE EMPLEO / MODE D'EMPLOI /
GEBRAUCHSANWEISUNG / BRUKSANVISNING:**
www.athenachampion.com

ATHENA CHAMPION®

13705 Shoreline Ct. East • Earth City, MO 63045
(800) 253-1771 • Fax (260) 373-0395 • www.athenachampion.com



R_X only



Tillverkad i Tyskland
©12/12 21100199A



YI Europe, Ltd., Box 7037
S-187 11 Täby, Sweden